



Oftalmoskop HEINE OMEGA 600

Numer katalogowy

C-008.33.610

Opis produktu

MOŻESZ ROZPOZNAĆ TYLKO TO, CO ZOBACZYSZ,

a to tylko dzięki najbardziej precyzyjnej diagnostyce, aż do dalekich peryferii siatkówki.
Pomogą Ci w tym:

- System **visionBOOST*** gwarantujący znacznie lepszą diagnostykę
 - nawet w przypadku zaawansowanej zaćmy.
- Doskonały szklany układ optyczny zapewniający najostrzejszy obraz dna oka.
- Unikalna technologia LEDHQ, dzięki której uzyskasz najjaśniejszy obraz dna oka z wiernym odwzorowaniem kolorów - teraz w jeszcze bardziej naturalnych kolorach.
- Unikalna technologia regulacji stereoskopowej
 - przy rozszerzonych i nierozszerzonych źrenicach
 - nawet w przypadku badania wcześniaków i noworodkówco pozwala na najlepsze obrazowanie 3D

<i>Obraz siatkówki widziany poprzez zmętnioną przez zaćmę soczewkę oka.</i>	<i>Obraz siatkówki widziany poprzez zaćmę z wykorzystaniem visionBOOST*</i>

Nowe i unikalne rozwiązanie zapewnia do 20 % lepszą widoczność siatkówki u pacjentów z zaćmą. Jest w 100 % fotobiologicznie bezpieczne dla użytkownika i pacjenta, jeśli są stosowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Z nową OMEGA 600, MNIEJ znaczy WIĘCEJ:

- MNIEJ PRZEWODÓW
- MNIEJSZA WAGA
- MNIEJ UTRUDNIEN

Jest to najlżejszy na świecie oftalmoskop pośredniej klasy high-end, co przekłada się na najwyższy komfort noszenia.

Na spersonalizowane dopasowanie pozwalają ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące i dźwignie, przystosowanie do obsługi przez osoby prawo- i leworęczne. Odchylany układ optyczny pozwala na lepszą interakcję z pacjentem.

Dzięki wyjątkowej **smoothSURFACE** instrumentu, jego dezynfekcja staje się łatwa i skuteczna.

- Dostępny tylko z oświetleniem LEDHQ, ale to przecież nie problem, bo tylko zyskujesz najlepsze możliwości diagnostyczne w połączeniu z długotrwałym, bezobsługowym użytkowaniem.
- VisionBOOST zapewnia do 20% więcej szczegółów obserwowanego obszaru dzięki możliwości zwiększenia oświetlenia do 245%.
- Na wyposażeniu filtr żółty, niebieski i beczcerwienny oraz dyfuzor.
- Żywotność LEDHQ na poziomie 60.000 godzin
- Temperatura koloru 3000 K przy wartości współczynnika odwzorowania koloru (CRI) min. 90
- Czas pracy baterii wynosi od 40 h do 1,5 h w zależności od używanego poziomu oświetlenia, średnio 8 h.
- Pełne naładowanie baterii od 0 % do 100 % w czasie 1,5 godziny.
- Trzy możliwości ładowania baterii:
 - za pomocą sieciowej ładowarki przenośnej E4-USBC
 - za pomocą ładowarki ściennej CW1
 - dzięki ładowarce CC1 - możliwość ładowania dodatkowego akumulatora (akumulator CB1) w kompaktowej ładowarce

- przenośnej.
- Waży zaledwie 475 g.

Wszystkie instrumenty HEINE są trwałe i solidne do tego stopnia, że możesz na nich polegać, przez lata i lata...

Kupując HEINE OMEGA 600 czynisz długotrwałą inwestycję dzięki solidnej konstrukcji.

- Bezobsługowy, pyłoszczelny układ optyczny
- Legendarna trwałość HEINE
 - układ optyczny trwale zamontowany
- na aluminiowej ramie
 - wysokiej jakości materiały
 - 100 % Made in Germany
 - unikatowe rozwiązanie odprowadzania ciepła z LEDHQ
- 5 lat gwarancji na materiał, wykonanie i konstrukcję

OMEGĘ 600 możesz zamówić jako kompletne, gotowe urządzenie do pracy lub w gotowych zestawach, wg poniższej informacji do zamówień:

	nr katalogowy
Oftalmoskop pośredni OMEGA 600 (z baterią i okulem +2D), E4-USBC, okular 0D	C-008.33.61 0
ZESTAW OMEGA 600 WALL CHARGER Oftalmoskop pośredni (z baterią i okulem +2 D), ładowarka E4-USBC, okular 0 D*, ładowarka ścienna CW1	C-008.33.61 2
ZESTAW OMEGA 600 TRAVELLER Oftalmoskop pośredni (z baterią i okulem +2 D), ładowarka E4-USBC, okular 0 D*, torba	C-008.33.61 3
ZESTAW OMEGA 600 STUDENT Oftalmoskop pośredni (z baterią i okulem +2 D), ładowarka E4-USBC, okular 0 D*, lusterko asystenckie TM1, torba	C-004.33.61 4

* Okulary: W celu optymalnego dopasowania do wzroku użytkownika, można wymienić fabrycznie zamontowane soczewki +2 D na neutralne soczewki 0 D (dołączone do instrumentu).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kupując OMEGA 600: oftalmoskop z baterią i ładowarką C-008.33.610 , w zestawie WALL CHARGER C-008.33.612 , w zestawie TRAVELLER C-008.33.613 , w zestawie STUDENT C-008.33.614