

Link do produktu: <https://www.heinewet.pl/cienka-rekojesc-laryngoskopowa-heine-fo-slim-led-p-101.html>



Cienka rękojeść laryngoskopowa HEINE F.O. Slim LED

Numer katalogowy

F-008.22.800

Opis produktu

Cienka rękojeść laryngoskopowa HEINE® F.O.

- Wersja ze źródłem światła diodowym LED HQ.
- Kompatybilne ze wszystkimi łyżkami laryngoskopowymi w standardzie ISO 7376 (zielony standard).
- Funkcja ściemniania: jasność zmniejsza się powoli nawet przy resztkowej pojemności baterii i ostrzega o konieczności ich wymiany, jednocześnie umożliwiając bezpieczne dokończenie intubacji.
- LED w jakości HQ. Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie kolorów dla optymalnego obrazowania. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Temperatura koloru: około 5 000 K.
- Modułowa konstrukcja rękojeści z częścią zewnętrzną (skorupą) [01] i wkładem bateryjnym [02].
- Dioda jest umieszczona w specjalnym wkładzie bateryjnym [02].
- Moduł zewnętrzny wraz z zamkiem może być dezynfekowany lub autoklawowany, a także sterylizowany w systemie Sterrad® jak i za pomocą innych metod sterylizacji gazowo-plazmowej.
- LED HQ: 3-krotnie jaśniejsze niż światło żarówki halogenowej.
- Znakomite odwzorowanie kolorów – temperatura kolorów 5000 K, wskaźnik odwzorowania kolorów CRI > 80. Idealne parametry oświetlenia, bezpieczna intubacja.
- Rękojeść o średnicy 19mm.
- Źródłem zasilania są baterie alkaliczne (2xAA).
- Rękojeść bardziej preferowana przy użyciu tylko z mniejszymi łyżkami laryngoskopowymi.

[01] +

[02]