

Link do produktu: <https://www.heinewet.pl/glowka-otoskopu-swiatlowodowego-beta-200-vet-xhl-2-5v-p-3.html>



Główka otoskopu światłowodowego BETA 200 VET XHL 2,5V

Numer katalogowy	G-001.21.250
Informacja dla Kupującego	Jeżeli kupujesz tylko główkę instrumentu pamiętaj, że do jej działania należy dokupić dostępne w zakładce

Opis produktu

Otoskop światłowodowy BETA 200 VET z oświetleniem ksenonowo-halogenowym XHL 2,5V zamiast oświetlenia LED. Pozostałe dane techniczne jak przy otoskopie światłowodowym BETA 200 VET LED.

- Żarówka ksenonowo-halogenowa XHL 2,5V, zapewniająca jasne światło i wierne odwzorowanie kolorów.

Główkę otoskopu BETA 200 VET 2,5V możesz zamówić samą (bez źródła zasilania) lub jako komplet diagnostyczny.

Komplet diagnostyczny (G-11) składa się z:
- główki otoskopu BETA 200 VET 2,5V
oraz:

	XHL 2,5V
rękojeści bateryjnej BETA	G-011.10.118

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kupuje: tylko samą głowicę BETA 200 VET 2,5V , komplet z rękojeścią bateryjną G-011.10.118