

Link do produktu: <https://www.heinewet.pl/lampa-zabiegowa-el3-led-p-19.html>



Lampa zabiegowa EL3 LED

Numer katalogowy

J-008.27.011

Opis produktu

- Po prostu jasna. Lampa EL 3 LED zapewnia jasne (ok. 42 000 luxów / ok. 350 lumenów)*, oświetlenie dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, a jednorodność strumienia światła pomniejsza niepożądany efekt ewentualnych cieni. * w odległości pracy 30 cm.
- LED w jakości HQ. Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie, jednorodność i odwzorowanie kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Temperatura koloru ok. 5 000 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 90, dobre odwzorowanie koloru czerwonego.
- Oświetlenie bezcieniowe. Kompaktowa główka oświetleniowa (Ø ok. 60 mm) na giętkiej szyi pozwala na wygodne i dokładne nakierowanie strumienia światła, istotne szczególnie w trudnych sytuacjach badawczych. Optymalne ustawienie lampy eliminuje niepożądane cienie w polu pracy.
- Bez konieczności konserwacji i serwisowania, łatwa do utrzymania w czystości. Zamknięta główka lampy, zimna w dotyku podczas świecenia, jest bezpieczna i łatwa do dezynfekcji.
- Optymalne nastawianie strumienia światła. Lekka główka lampy i stabilna gęsia szyja umożliwiają łatwą regulację ustawienia lampy do żądanej pozycji i jej utrzymanie.
- Różne sposoby montowania: do ściany, z uchwytem do blatu stołu lub na statywie jezdnym.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kupuję EL3 LED: na pięcioramiennym statywie jezdnym , z mocowaniem do stolika (blatu) , z mocowaniem do ściany