

Link do produktu: <https://www.heinewet.pl/rekojesc-laryngoskopowa-heine-easyclean-led-p-97.html>



Rękojeść laryngoskopowa HEINE EasyClean LED

Numer katalogowy

F-008.22.820

Opis produktu

Rękojeść laryngoskopowa HEINE® EasyClean LED.

100 % wodoszczelności dla łatwiejszego i bezpieczniejszego czyszczenia.

Rękojeść laryngoskopowa HEINE EasyClean LED powstała, aby umożliwić jeszcze prostsze, szybsze i bezpieczniejsze higieniczne przygotowanie rękojeści do ponownego użytku – bez skomplikowanego demontażu i montażu baterii i źródła światła. To ułatwia pracę personelowi i oszczędza dużo czasu.

- Antypoślizgowa falista powierzchnia poprawia skuteczność dezynfekcji rękojeści przez przetarcie (średni i niski stopień dezynfekcji).
 - 100 % wodoszczelności. W przypadku dezynfekcji zanurzeniowej (wysoki stopień dezynfekcji) lub procesów sterylizacji w niskich temperaturach (STERRAD®, STERIS®), nie ma potrzeby wymontowywania baterii ani diody LED.
 - Autoklawowalna dioda LED: nie jest wymagane wyciąganie jednostki oświetlającej podczas sterylizacji w autoklawie.
- Doskonały widok dzięki diodzie LED w jakości HEINE
- Maksymalna jasność: 3 x jaśniejsze niż konwencjonalne światło halogenowe, 4 000 luksów (20 lm) w odległości 20 mm od końcówki łyżki.
 - Autentyczne odwzorowanie kolorów i jednorodne oświetlenie.
 - Praktycznie nieograniczona żywotność: ok. 50 000 godzin.
- Bezpieczna w użytkowaniu
- Ok. 10 godzin pracy (w trybie ciągłym); rękojeść bateryjna na 2 baterie C (R14 / LR14).
 - Funkcja ściemniania: jasność zmniejsza się powoli nawet przy resztkowej pojemności baterii i ostrzega o konieczności wymiany baterii.
 - Funkcja czyszczenia: umożliwia bezpieczne czyszczenie jednocześnie umożliwiając bezpieczne dokończenie intubacji.
 - Kompatybilna ze wszystkimi łyżkami zgodnymi z ISO 7376 (zielony standard zamka).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kupuję EasyClean LED: w rozmiarze short , w rozmiarze slim , w rozmiarze standard